

Spritzen und Kanülen richtig entsorgen

Über den korrekten Umgang mit
ihnen

Kanülen

- Wiederaufstecken der Schutzkappe auf benutzte Kanülen ist nicht zulässig
- Es besteht akute Verletzungsgefahr!



Kanülen

- Kanülen dürfen **niemals** in Labormüll oder anderen Müllkörben entsorgt werden.
- Es besteht akute Verletzungsgefahr!



Kanülen

- Verwendete Kanülen direkt am Arbeitsplatz in dafür vorgesehene Behälter entsorgen!
- Für das Entfernen der Kanülen von Injektionsspritzen ist die entsprechende Abstreifvorrichtung am Abfallgefäß zu verwenden



Kanülen

- In die Abfallgefäße für die Kanülen gehört kein Papier, keine Plastikschrutzkappen oder Spritzen!



Spritzen

- Einwegspritzen (ohne Kanülen!) können im Labormüll entsorgt werden.
- Ausgenommen sind Spritzen, die mit biogefährdeten Stoffen, wie z.B. Blut kontaminiert sind.
- Diese müssen in einem gesonderten, Biohazard gekennzeichneten, Abfallbehälter gesammelt und autoklaviert oder tyndallisiert werden!