



COVID-19 Antigen-Schnelltest

zur Eigenanwendung



Best-Werte

Höchste Gesamtsensitivität über alle
Viruskonzentrationen.

Einfache Anwendung

Per Nasenabstrich und mit vorbefüllter
Pufferlösung. 10-15 Minuten bis zum
Ergebnis.

CE-Zertifiziert

COVID-19 Antigen-Schnelltest



zur Eigenanwendung

Produktmerkmale

Name: New Gene COVID-19 Antigen Detection Kit - Nasal Swab - (5er Box)

Hersteller: New Gene (Hangzhou) Bioengineering Co., Ltd.

VPE: 25 (5x5) pro Box, 40 Boxen pro Karton, 1000 Stück insgesamt im Karton

AT-Nummer: AT1210/21

Klinische Sensitivität: 97,11 %

Spezifität: 99,24 %

Zusatzinformationen: Testflüssigkeit vorgefüllt, Einweg-Abstrichtupfer, Testkassetten, Probenentnahme Röhrchen & Röhrchenkappen

CE-Zertifizierung: ja

Anwendungsbereich: nasal

Lagertemperatur: mindestens 4° Celsius – maximal 30° Celsius